



Procedure >



PM50M1CA-10-DALING-FRREV-00

레이즈미업
RaiseMeUp®
3D Mesh Lifting



나의 가치를 높여줍니다



레이즈미업
RaiseMeUp®
3D Mesh Lifting

세계최초의 **3D Mesh Lifting**
3D Mesh와 그 사이로 형성된 통기는 조직을 강력하고 안정적으로 잡아당겨 주며, 연조직 친화 작용으로 거인스틸고 반 영구적인 유지를 가능하게 해줍니다.

레이즈미업 RaiseMeUp® 3D Mesh Lifting

RaiseMeUp®은 지름 0.07mm의 Polypropylene Monofilament로 직조된 3D Mesh와 Barb가 포함되어 있습니다.



시술은 **비접촉**식으로 이루어지며 시술후 뒤 즉시 효과를 확인 할 수 있습니다.

시술 후 15~30의 뒤에는 부드러운 물질의 **3D Mesh의 Pore** 사이로 조직이 재리나서 리프팅이 된 상태를 장기적으로 유지할 수 있습니다.



Barb가 내장 되어 있는 3D Mesh는 강력한 당김으로

V라인, 팔자주름, 볼처짐, 신축부 조직이 재리나 흔에는 신이나, 평면 매워가 아닌 **입체구조의 매워가** 조직을 지지하기 때문에 자연스러운 리프팅이 가능합니다.



시술시간이 **양쪽 약 20분**으로 매우 짧으며 **수면마취를 하지 않습니다.**

출근부 회복 리인 일종의 작은 구멍으로 시술하기 때문에 **흔터가 생기지 않습니다.**

일회용 시술도구로 사용하기 때문에 감염의 위험이 거의 없습니다.


RaiseMeUp®은 3D Mesh, 동기 향상부(삼입부)와 무통기부로 이루어져 있습니다.

3D Mesh, 무통기부

3D Mesh, 동기부(삼입부)

3D Mesh Technology

RaiseMeUp®은 조직을 리프팅 하고 출근부를 절개하지 않고 별도의 상처없이 작은 구멍으로 시술 후 고정하는 이상적인 메커니즘을 가지고 있습니다.



A Sector : 눈, 고리/눈가주름, 팔자주름, 입가주름
B Sector : 목주름, 신축부, 턱선/목살 처짐



이식된 3D Mesh가 피부조직을 당겨 주고 콜라겐의 재생성을 유도합니다.

레이즈미업
RaiseMeUp®
3D Mesh Lifting