

# 2020년 의료장비 미신고 조정 다발생 수가 안내

- 2020년 의료장비 전산점검 결과 의료장비 미신고의 사유로 조정 다(多)발생한 수가와 해당 수가 청구 시 주의사항을 안내하오니 참고하여 청구하시기 바랍니다.

[표] 2020년 의료장비 전산점검 조정 다발생 상위 3개 수가

(단위: 건)

수가코드	수가명	장비번호	장비명	조정건수
40091	침전기자극술	F20400 F20500	전기침시술기 전자침시술기	20,518
GB042	영상저장및전송시스템 (FULL PACS) 이용 2매 (단순영상)-의원, 치과의원, 보건의료원 의·치과	B30300	영상저장 및 전송시스템 (Full PACS)	6,626
D0100*1*	적혈구침강속도[관찰판정- 육안·장비측정]_Infrared Ray법, Spin법 등을 이용한 신속검사법	A10700	적혈구침강속도검사기	6,227

- 침전기자극술은 침술과 전기자극술을 동시에 행한 경우 산정할 수 있으므로 침에 전기를 연결하여 자극이 가능한 전기침시술기 또는 전자침시술기가 반드시 필요합니다.

- 영상저장 및 전송시스템(Full PACS)은 디지털영상처리장치(DR)과 컴퓨터영상처리장치(CR)와는 다른 장비\*이므로 Full PACS가 아닌 DR 또는 CR만을 보유한 경우에는 Full PACS를 이용한 수가를 인정받을 수 없습니다. 또한, Full PACS는 영상의학과 전문의가 상근하는 요양기관으로서, 비급여 대상을 포함한 모든 환자에게 필름 없이 운영되는 것을 원칙으로 합니다.

\* 디지털영상처리장치(DR), 컴퓨터영상처리장치(CR): 아날로그 영상을 디지털 신호로 변환, PACS와 연동 가능

영상저장 및 전송시스템(Full PACS): 의료영상정보를 데이터베이스로 저장(디지털 취득)하여 네트워크를 통해 등록·검색·전송하는 통합 시스템

- 적혈구침강속도검사는 산정코드 두 번째 자리\*에 따라 의료장비 필요여부가 결정되며 필요한 경우 적혈구침강속도검사기를 보유하여야 합니다.

또한, 수탁기관에 검체검사를 의뢰하는 경우에는 의료장비 신고와는 별개로 특정내역에 구분코드 'JS005' 와 '수탁기관기호/검사의뢰일' 을 기재하여 청구하여야 합니다.

\* 예) D0100010: 의료장비로 측정 한 적혈구 침강속도

D0100020: 시험관 등을 통해 육안으로 검사한 적혈구 침강속도